

器具用酵素洗剤（超濃縮タイプ）「ザイムデント・プロ」新発売

器具用酵素洗剤「ザイムデント・プロ」を新発売致しました。

「ザイムデント・プロ」は血液・唾液（タンパク質）等の汚れに強力な洗浄力を発揮します。


製品特長

1. タンパク質分解酵素と界面活性剤の相乗効果で血液や唾液等の汚れを強力に分解除去
2. 超濃縮タイプ（推奨濃度：浸漬洗浄500倍、超音波洗浄：500～1,000倍希釈）なので、ランニングコストの低減、設置スペースの節約
3. 低泡性だから、超音波洗浄、用手洗浄・浸漬洗浄に対応
4. 防錆効果に優れている
5. 中性だから手・肌荒れがおきにくい
6. 優れた保存安全性

5,100円
(内容量:500mL)
計量カップ付属



洗浄方法



今年度の診療報酬に感染防止対策が盛り込まれ、9月末までに届け出た医療機関の初診料と再診料が3点引き上げられ、一方で届け出ない医療機関は初診料で8点、再診料で4点引下げられます。

院内感染防止対策の施設基準（7項目）の中に、「口腔内で使用する歯科医療機器等に対する患者ごとの交換や専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する」等があります。

上記のように、「使用済医療器具の洗浄・消毒・滅菌」は重要な感染防止対策の一つです。

適切な洗浄により、器具表面の付着菌数を減少させることができる。そのため、洗浄作業は「なんとなく」「適当に」実施してはならない。「洗浄なくして消毒・滅菌は成立しない！」という心構えで行うとも報告されています。（これで解決「歯医者さんの感染予防」（日本医学館））

「ザイムデント・プロ」は安心して洗浄して頂ける器具用酵素洗剤です。

資料等は弊社までご連絡ください。

（歯科衛生士、第二種歯科感染管理者、健康管理士 上牧左右子）

有限会社デンタル・ウェーブ

〒530-0015 大阪市北区中崎西 1-4-22

TEL 06-4802-6617 FAX 06-4802-6618

URL <http://www.dental-wave.co.jp>