

ウェーブポリッシャー

(一般医療機器 歯科用研磨器材 製造販売届出番号 27B3X00091000040)

(特殊ナイロン繊維研磨材)

レジン床・スルホン床の中研磨に最適
ペーパーコン不要

【用途】 義歯（レジン床・スルホン床）の中研磨。

【特長】

- ① 義歯に柔らかいタッチで研磨できるため、シリコンポイントのように波打ち現象が起こりにくいです。
- ② 研磨性が良いです。
 - ・アクリルレジン床は本品で中研磨後、直ぐに仕上げ研磨が行えます。
 - ・スルホン床は本品で中研磨後にパット研磨、その後仕上げ研磨が行えます。
- ③ ホイールタイプの研磨材に比べ、細部の研磨まで全て行えます。
- ④ チェアサイドでの調整に便利です。



寸法（作業部）： 13mm × 25mm

最高回転数： 10,000rpm

入数： 3本入り

医院価格： 3,000円(税抜)

【総発売元】 有限会社デンタル・ウェーブ

〒530-0015 大阪市北区中崎西 1-4-22 TEL 06-4802-6617 FAX 06-4802-6618 URL <http://www.dental-wave.co.jp>